


ERMES

La nuova frontiera dei laser a diodi

MADE IN ITALY



LASER BLU



TRATTAMENTI

- ✓ Chirurgia
- ✓ Endodonzia
- ✓ Parodontologia
- ✓ Gengivoplastica
- ✓ Periimplantiti
- ✓ Terapia Fotodinamica
- ✓ Fotobiomodulazione
- ✓ Lesioni cutanee
- ✓ Fotopolimerizzazione
- ✓ Sbiancamento dentale

Il laser a diodi BLU rappresenta l'evoluzione nei trattamenti dei tessuti molli. Grazie alle sue dimensioni compatte, al display i-touch, ai programmi personalizzabili, ERMES vi permette di ottenere sempre il miglior risultato atteso ed il minor disagio per i vostri pazienti.

Caratteristiche

DATI TECNICI	
• LASER A DIODI BLU	
Lunghezza d'onda	450nm ±10nm
Potenza (CW)	0,1 - 3,0 Watt
Frequenza	up to 20 KHz
Modalità	CW, Pulsata
Puntali laser	200 µm - 300 µm - 400µm

DOTAZIONE STANDARD
DISPOSITIVO ERMES
MANIPOLO LASER
KIT PUNTALI LASER (10pz)
OCCHIALI DI PROTEZIONE (3pz)
PEDALE WIRELESS
CARICABATTERIE (2pz)

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
BT5008	PUNTALE ONDA PIANA	
TT5108	PUNTALE TERAPIA 60°	
DL200	PUNTALE TOTAL IRRADIATION 200µm	
DL400	PUNTALE TOTAL IRRADIATION 400µm	